


Anticorpo Policlonale Rabbit Anti-Mmp2 Per Wb, If/Icc, Elisa - P08253

Numero articolo: CM0029299



introduzione

Il policlonale rabbit MMP2 (P08253) di CamelBio è un anticorpo policlonale adatto per applicazioni WB, IF/ICC e ELISA. Rileva MMP2 umano, di topo e di ratto; ideale per la ricerca su angiogenesi, rimodellamento tissutale e invasione tumorale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	MMP2 Rabbit pAb
Note/Alias	CLG4; MONA; CLG4A; MMP-2; TBE-1; MMP-II; MMP2
Specie	Umana
ID Gene	4313
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 451-660 di MMP2 umano (NP_004521.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P08253
Peso Proteico	74kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio