

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Mmp20 Per Wb, Elisa - O60882

Numero articolo: CM0029160



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio MMP20 validato per WB ed ELISA, reagisce con Umano, Mouse, Ratto. Il bersaglio è la metalloproteinasi dello smalto coinvolta nella formazione dello smalto dentale. Ideale per la ricerca dentale e scheletrica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	MMP20 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	AI2A2; MMP-20; MMP20
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	9313
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 108-310 di MMP20 umano (NP_004762.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	O60882
Peso proteico	54kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio