

Anticorpo Policlonale Anti-Mmp25 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Npa2

Numero articolo: CM0022553

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la MMP25 umana. Convalidato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Riconosce in modo crociato topo e ratto. Adatto per la ricerca sulle proteasi e sulla matrice extracellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	MMP25 Rabbit pAb
Note/Alias	MMP20; MMPL1; MMP-25; MMP20A; MT6MMP; MTMMP6; MT-MMP6; MT6-MMP; MT-MMP 6; MMP25
Specie	Umana
Gene ID	64386
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 321-539 della MMP25 umana (NP_071913.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	Q9NPA2
Peso proteico	63kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio