

## Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Mmp25 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q9Npa2

Numero articolo: CM0027427

### introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che riconosce l'MMP25 umano (MT6-MMP/leucolisina). Validato per WB, IF/ICC, ELISA; presenta reattività crociata con topo e ratto. Immunogeno ricombinante (aa 350-540). ~63 kDa. Per la ricerca sul cancro e sui leucociti.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                           |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome del Prodotto   | pAb di Coniglio anti-MMP25                                                                                                       |
| Note/Alias          | MMP20; MMPL1; MMP-25; MMP20A; MT6MMP; MTMMP6; MT-MMP6; MT6-MMP; MT-MMP 6; MMP25                                                  |
| Specie              | Umano                                                                                                                            |
| GeneID (Umano)      | 64386                                                                                                                            |
| GeneID              | 64386                                                                                                                            |
| Immunogeno          | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 350-540 dell'MMP25 umano (NP_071913.1). |
| Sorgente            | Coniglio                                                                                                                         |
| Categoria           | Anticorpi Policlonali                                                                                                            |
| Applicazione        | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                                |
| Reattività Crociata | Umano, Topo, Ratto                                                                                                               |
| SWISS               | Q9NPA2                                                                                                                           |
| Peso Proteico       | 63kDa                                                                                                                            |
| Spedizione          | Borsa del ghiaccio                                                                                                               |