

Anticorpo Policlonale Anti-Mmp3 Per Wb, Elisa - P28862

Numero articolo: CM0028979

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro MMP3 (Stromelisina-1) per applicazioni WB ed ELISA. Riconosce il MMP3 murino con un peso proteico di 54 kDa. Adatto per ricerche sulla degradazione della matrice extracellulare e sull'immunità innata.

[Ulteriori informazioni](#)

Nome del prodotto	MMP3 pAb coniglio
Note/Alias	SL-1; STMY; STR1; CHDS6; MMP-3; STMY1
Specie	Mouse
GeneID (Umano)	4314
GeneID	17392
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 385-477 del MMP3 umano (NP_034939.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Mouse
SWISS	P28862
Peso proteico	54 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio