


Anticorpo Policlonale Anti-Mmp3 Coniglio Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P08254

Numero articolo: CM0018145



introduzione

MMP3 Coniglio pAb validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA in Umano, Topo, Ratto. Bersaglia stromelisina-1, una metalloproteinasi della matrice chiave nel rimodellamento della MEC, nell'infiammazione e nell'immunità antivirale. Ideale per la ricerca sul cancro e l'artrite.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	MMP3 Coniglio pAb
Note/Alias	SL-1; STMY; STR1; CHDS6; MMP-3; STMY1; MMP3
Specie	Umano
GeneID (Umano)	4314
GeneID	4314
Immunogeno	Proteina ricombinante
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P08254
Peso Proteico	54kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio