


Anticorpo Monoclonale Anti-Mmp3 (Stromelisina-1) Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P08254

Numero articolo: CM0006706



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio che riconosce MMP3 umana (Stromelisina-1). Validato per WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA con reattività crociata verso topo e ratto. Ideale per la ricerca sul rimodellamento della MEC e sull'immunità innata.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	mAb di coniglio anti-MMP3
Note/Alias	SL-1; STMY; STR1; CHDS6; MMP-3; STMY1; MMP3
Specie	Umano
ID Gene	4314 (Umano)
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 385-477 di MMP3 umana (NP_002413.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P08254
Peso Proteico	54kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio