


Anti-Mmp3 (Stromelisina-1) Anticorpo Monoclonale Coniglio Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P08254

Numero articolo: CM0003788



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio contro MMP3 umano (Stromelisina-1). Validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Cross-reattività con ratto. Ideale per la ricerca sulla degradazione della matrice extracellulare e sulle malattie infiammatorie.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	MMP3 Coniglio mAb
Note/Alias	SL-1; STMY; STR1; CHDS6; MMP-3; STMY1; MMP3
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	4314
Gene ID	4314
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 385-477 di MMP3 umano (NP_002413.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Cross Reattività	Umano, Ratto
SWISS	P08254
Peso Proteico	54 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio