


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Mmp7 (Matrilisina) Per Wb, Elisa - P09237

Numero articolo: CM0003948



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-MMP7 per WB e ELISA. Reagisce specificamente con la matrilisina umana (MMP-7), ~30 kDa. Ideale per ricerche sul rimodellamento della matrice extracellulare e sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	MMP7 Rabbit mAb
Note / Alias	MMP-7; MPSL1; PUMP-1; MMP7
Specie	Umana
ID gene (Uomo)	4316
ID gene	4316
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-267 della MMP7 umana (P09237)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	P09237
Peso proteico	30kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio