


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Mmp7 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P09237

Numero articolo: CM0017911



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità diretto contro la MMP7 umana (Matrilisina/PUMP-1), validato per Western blot, IHC-P, IF/ICC ed ELISA. Reagisce anche con il ratto. Ideale per lo studio della metalloproteinasi della matrice-7 nel cancro, nel rimodellamento tissutale e nello sviluppo di test diagnostici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	MMP7 Rabbit pAb
Note/alias	MMP-7; MPSL1; PUMP-1; MMP7
Specie	Uomo
GenelD (uomo)	4316
GenelD	4316
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 50-150 della MMP7 umana (NP_002414.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, ratto
SWISS	P09237
Peso della proteina	30 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante