


Anti-Mmp8 Coniglio Anticorpo Policlonale Per Wb, Ihc-P, Elisa - P22894

Numero articolo: CM0020434



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che targeting MMP8 (collagenasi neutrofila) per applicazioni WB, IHC-P, ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Adatto per la ricerca sulla matrice extracellulare e sull'infiammazione. SWISS: P22894.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	MMP8 Coniglio pAb
Note/Alias	HNC; CLG1; MMP-8; PMNL-CL; MMP8
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	4317
Gene ID	4317
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 101-467 del MMP8 umano (NP_002415.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P22894
Peso Proteico	53kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio