

Anticorpo Policlonale Anti-Mmp9 Per Wb, Elisa - P41245

Numero articolo: CM0020291

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro MMP9 murina (gelatinasi B, collagenasi di tipo IV da 92 kDa). Validato per WB ed ELISA, ideale per investigare il rimodellamento della ECM, il riassorbimento osseo e la metastasi nella ricerca sui topi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	MMP9 Rabbit pAb
Note/Alias	Clg4b, Gel B, MMP-9, B/MMP9, pro-MMP-9, Pro-MMP9
Specie	Topo
GeneID (Umano)	4318
GeneID (Topo)	17395
Immunogeno	Proteina ricombinante corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 108-730 della MMP9 murina (NP_038627.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo
SWISS	P41245
Peso proteico	80KDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio