


Anticorpo Policlonale Anti-Mmp9 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P14780

Numero articolo: CM0016196



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro MMP9 umana (gelatinasi B, CLG4B). Validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagisce con mouse e ratto. Per la ricerca sulla matrice extracellulare e sulla migrazione dei leucociti.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifiche
Nome del prodotto	MMP9 pAb di coniglio
Osservazioni/Pseudonimo	GELB; CLG4B; MMP-9; MANDP2; MMP9
Specie	Umano
GeneID (Umano)	4318
GeneID	4318
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 538-707 della MMP9 umana (NP_004985.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	P14780
Peso proteico	78 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio