

Anticorpo Monoclonale Anti-Mmut Per Wb, Ihc-P, Elisa - P22033

Numero articolo: CM0012352



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-MMUT di alta qualità validato per WB, IHC-P ed ELISA su campioni umani, di topo e di ratto. Ideale per studiare la funzione della metilmalonil-CoA mutasi nella ricerca metabolica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	mAb di coniglio anti-MMUT
Osservazioni/Alias	MCM; MUT; MMUT
Specie	Umano
GeneID	4594
Immunogeno	Peptide Sintetico: Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 della proteina umana MMUT (P22033).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P22033
Peso Proteico	83kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio