

Anticorpo Policlonale Rabbit Anti-Mnat1 Per Wb, Ip, Elisa - P51948

Numero articolo: CM0019080



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro MNAT1 umano (fattore di assemblaggio MAT1/CDK7), adatto per WB, IP, ELISA. Reagisce in modo crociato con essere umano e topo. Per la ricerca sulla regolazione del ciclo cellulare e della trascrizione. Peso proteico 36 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	MNAT1 Rabbit pAb
Note/Alias	MAT1; TFB3; CAP35; RNF66; MNAT1
Specie	Umana
ID genico	4331
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-309 di MNAT1 umano (NP_002422.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IP, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo
SWISS	P51948
Peso proteico	36kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio