

Anticorpo Policlonale Anti-Mnx1/Hb9/Hlxb9 Per Wb Ed Elisa - P50219

Numero articolo: CM0021424

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro il fattore di trascrizione umano MNX1/HB9/HLXB9. Validato per WB ed ELISA, con cross-reattività verso topo e ratto. Adatto per studi sullo sviluppo dei motoneuroni e del pancreas.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	pAb di coniglio anti-MNX1/HB9/HLXB9
Note/Alias	HB9; HLXB9; SCRA1; HOXHB9; MNX1/HB9/HLXB9
Specie	Umano
GeneID (umano)	3110
GeneID	3110
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 201-315 di MNX1/HB9/HLXB9 umano (NP_005506.3).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Cross-reattività	Umano, topo, ratto
SWISS	P50219
Peso della proteina	41 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante