


Anticorpo Monoclonale Anti-Mob1A/B Per Wb, Elisa - Q9H8S9 / Q7L9L4

Numero articolo: CM0004902



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio di alta qualità specifico per MOB1A/B umano, validato per WB e ELISA. Reagisce in modalità crociata con topo e ratto. Ideale per ricerche sulla segnalazione Hippo e sul cancro. Approvvigionamento one-stop da CamelBio.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	MOB1A/B Rabbit mAb
Note / Alias	MOB1; MATS1; Mob4B; C2orf6; MOBK1B; MABKL1B; MOBKL1B; MOB1A/B
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	55233/92597
GeneID	55233/92597
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 di MOB1A/B umano (NP_060691.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q9H8S9 / Q7I9L4
Peso proteico	25 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio