


Anticorpo Policlonale Anti-Mob1A/Mob1B Di Coniglio Per Wb, If/Icc, Elisa - Q9H8S9 / Q7L9L4

Numero articolo: CM0021390



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che si lega a MOB1A/MOB1B, validato per WB, IF/ICC, ELISA con reattività su umano, topo, ratto. Le proteine MOB1 sono attivatori della via di segnalazione Hippo che regolano la dimensione degli organi e la soppressione tumorale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	MOB1A/MOB1B Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	MOB1A/MOB1B
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	55233/92597
ID Gene	55233/92597
Immunogeno	Peptide sintetico
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9H8S9/Q7L9L4
Spedizione	Borsa del ghiaccio