


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Mob4 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Y3A3

Numero articolo: CM0024968



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro la proteina umana MOB4, validato per Western blot, IHC-paraffina ed ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Utile per studiare le funzioni del complesso STRIPAK nella segnalazione cellulare e nell'apoptosi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	MOB4 Rabbit pAb
Note/Alias	2C4D; MOB1; MOB3; PHOCN; PREI3; CGI-95; MOBKL3; MOB4
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	25843
ID Gene	25843
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1-225 della MOB4 umana (NP_056202.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9Y3A3
Peso proteico	26kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio