

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Mobp Per Wb E Elisa - Q13875

Numero articolo: CM0020795

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio anti-MOBP di alta qualità convalidato per applicazioni WB ed ELISA. Reagisce con MOBP umano, murino e ratto, una proteina associata alla mielina coinvolta nella compattazione della guaina mielinica. Ideale per la ricerca neuroscientifica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	MOBP Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	MOBP
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	4336
ID Gene	4336
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-70 del MOBP umano (NP_891980.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q13875
Peso proteico	21kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio