

Anticorpo Policlonale Anti-Moesina Per Wb, Elisa - P26038

Numero articolo: CM0024417



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la moesina (MSN) umana, validato per WB e ELISA. Reagisce in modo crociato con l'uomo e il topo. Ideale per lo studio delle proteine della famiglia ERM e della regolazione del citoscheletro di actina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Moesina Rabbit pAb
Note/Alias	HEL70; IMD50; Moesin
Specie	Umana
GeneID (Umana)	4478
GeneID	4478
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-300 della Moesina umana (NP_002435.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umana, Topo
SWISS	P26038
Peso Proteico	68 kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio