

## Anticorpo Policlonale Anti-Moesin Per Wb, If/Icc, Elisa - P26038

Numero articolo: CM0015088



### introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che targeting Moesin umana (MSN), validato per Western blot, immunofluorescenza e ELISA. Reagisce con mouse e ratto. Ideale per lo studio delle funzioni delle proteine ERM nell'organizzazione della corteccia cellulare, nella regolazione immunitaria e nella dinamica del citoscheletro.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                            |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome del prodotto   | Moesin Rabbit pAb                                                                                                                 |
| Osservazioni/Alias  | HEL70; IMD50; Moesin                                                                                                              |
| Specie              | Umano                                                                                                                             |
| GeneID (Umano)      | 4478                                                                                                                              |
| GeneID              | 4478                                                                                                                              |
| Immunogeno          | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 458-557 della Moesin umana (NP_002435.1). |
| Sorgente            | Coniglio                                                                                                                          |
| Categoria           | Anticorpi policlonali                                                                                                             |
| Applicazione        | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                                 |
| Reattività crociata | Umano, Mouse, Ratto                                                                                                               |
| SWISS               | P26038                                                                                                                            |
| Peso proteico       | 68kDa                                                                                                                             |
| Spedizione          | Borsa del ghiaccio                                                                                                                |