

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Mogs Per Wb E Elisa - Q13724

Numero articolo: CM0013273

introduzione

Questo anticorpo policlonale di coniglio rileva MOGS umano (mannosil-oligosaccaride glucosidasi, DER7/GCS1), ~92kDa, per WB e ELISA. Reagisce in modo incrociato con topo e ratto. Eccellente per la ricerca sulla degradazione degli N-glicani - Q13724.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	Anticorpo Policlonale di Coniglio Anti-MOGS
Note/Alias	DER7; GCS1; CDG2B; CWH41; MOGS
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	7841
ID Gene	7841
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 60-320 di MOGS umano (NP_006293.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q13724
Peso Proteico	92kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio