

Anticorpo Policlonale Anti-Mok Di Coniglio Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Uq07

Numero articolo: CM0022938

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro MOK umano (RAGE-1), validato per WB, IHC-P, ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Adatto per la ricerca sulla segnalazione chinasica e sulla ciliogenesi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	MOK Rabbit pAb
Note/Alias	RAGE; RAGE1; STK30; RAGE-1; MOK
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	5891
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-230 di MOK umano (NP_055041.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9UQ07
Peso Proteico	48kDa
Spedizione	Borsa refrigerante