


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Contro La Monoamino Ossidasi A (Maoa) Per Wb, Ihc-P, Elisa - P21397

Numero articolo: CM0009662



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro la Monoamino Ossidasi A (MAOA) umana, validato per WB, IHC-P, ELISA. Riconosce esseri umani, topo, ratto. Ideale per la ricerca sul metabolismo dei neurotrasmettitori e sulla funzione mitocondriale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb di coniglio contro Monoamino Ossidasi A (MAOA)
Note/Alias	BRNRS; MAO-A; Monoamine Oxidase A (MAOA)
Specie	Umana
GeneID (Umana)	4128
GeneID	4128
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 428-527 della Monoamino Ossidasi A (MAOA) umana (P21397).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività incrociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	P21397
Peso proteico	60kDa
Spedizione	Ghiaccio secco