

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Monoammina Ossidasi A (Maoa) Per If/Icc, Elisa - P21397

Numero articolo: CM0017498



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità diretto contro la Monoammina ossidasi A (MAOA) umana, validato per IF/ICC ed ELISA. Rileva la MAOA mitocondriale, un enzima chiave nella degradazione dei neurotrasmettitori. Adatto alla ricerca neuroscientifica e cardiovascolare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Monoammina ossidasi A (MAOA), pAb di coniglio
Note/Alias	BRNR5; MAO-A; Monoammina ossidasi A (MAOA)
Specie	Uomo
GeneID (umano)	4128
GeneID	4128
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente gli amminoacidi 1-260 della Monoammina ossidasi A (MAOA) umana (NP_000231.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo
SWISS	P21397
Peso della proteina	61 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante