


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Monoamino Ossidasi B (Maob) Per Wb, Ihc-P, Elisa - P27338

Numero articolo: CM0003799



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio di alta qualità mirato alla Monoamino Ossidasi B (MAOB) umana. Validato per WB, IHC-P, ELISA con reattività crociata verso topo, ratto. Adatto per lo studio del metabolismo dei neurotrasmettitori e della ricerca sulle malattie neurodegenerative.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Monoamino Ossidasi B (MAOB) mAb di Coniglio
Osservazioni/Alias	MAOB; monoamino ossidasi B; Monoamino Ossidasi B (MAOB)
Specie	Umano
GenelD (Umano)	4129
GenelD	4129
Immunogeno	Peptide Sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1-100 della Monoamino Ossidasi B (MAOB) umana (P27338).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P27338
Peso Proteico	59kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio