

Anticorpo Monoclonale Abflo 647 Anti-Mouse Cd107B (Lamp2) Per Citometria A Flusso - P17047

Numero articolo: CM0008198



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato ABflo 647 che riconosce CD107b (LAMP2) di topo, validato per citometria a flusso. Reagisce con topo. Ideale per lo studio della biogenesi dei lisosomi, dell'autofagia e delle vie di presentazione antigenica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Rabbit anti-Mouse CD107b mAb
Note/Alias	Mac3; LGP-B; CD107b; Lamp-2; Lamp II; Lamp-2a; Lamp-2b; Lamp-2c
Specie	Topo
GeneID (Umano)	3920
GeneID	16784
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 26-189 della CD107b di topo (NP_001017959.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Crociata	Topo
SWISS	P17047
Peso Proteico	46kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio