

Anticorpo Monoclonale Anti-Topo Cd107B Per Citometria A Flusso - P17047

Numero articolo: CM0004911



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato che mira al CD107b del topo (LAMP-2). Validato per la citometria a flusso, questo anticorpo per la proteina di membrana lisosomiale di 46 kDa consente il rilevamento dell'espressione del CD107b del topo. Ideale per studi sull'autofagia e sui lisosomi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio anti-Topo CD107b
Note/Alias	Mac3; LGP-B; CD107b; Lamp-2; Lamp II; Lamp-2a; Lamp-2b; Lamp-2c
Specie	Topo
GeneID (Umano)	3920
GeneID	16784
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 26-189 del CD107b del topo (NP_001017959.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Topo
SWISS	P17047
Peso Molecolare Proteico	46kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio