

Anticorpo Monoclonale Anti-Topo Cd112/Nectin-2 (Abflo 488) Per Fc - P32507

Numero articolo: CM0011382



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-topo CD112/Nectin-2 coniugato con ABflo 488, validato per citometria a flusso. Ideale per la ricerca sulla segnalazione delle cellule T, l'immuno-oncologia e l'adesione cellulare in modelli murini.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio anti-topo CD112/Nectin-2
Note/Alias	MPH; Pvr; Pvs; Cd112; Pvrl2; nectin-2
Specie	Topo
GeneID (umano)	5819
GeneID	19294
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 32-345 della CD112/Nectin-2 di topo (NP_033016.3)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Topo
SWISS	P32507
Peso proteico	57kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio