

Anticorpo Monoclonale Anti-Cd112/Nectin-2 Di Topo Per Fc - P32507

Numero articolo: CM0008364



introduzione

Anticorpo monoclonale anti-CD112/Nectin-2 di topo per citometria a flusso, diretto contro il modulatore dei linfociti T e la proteina di adesione cellulare. Validato per il topo, ideale per la ricerca immunologica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	anticorpo monoclonale di coniglio anti-CD112/Nectin-2 di topo
Note/Alias	MPH, Pvr, Pvs, Cd112, Pvr12, nectin-2
Specie	Topo
GeneID (umano)	5819
GeneID (topo)	19294
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 32-345 di CD112/Nectin-2 di topo (NP_033016.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Topo
SWISS	P32507
Peso della proteina	57 kDa
Spedizione	Sacchetto refrigerante