

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cd117/C-Kit Di Topo Coniugato Con Per Fc - P05532

Numero articolo: CM0009291



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con diretto contro il recettore CD117/c-Kit di topo per la citometria a flusso. Supporta la ricerca sulle cellule ematopoietiche e staminali, ed è offerto come materia prima IVD affidabile.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-CD117/c-Kit di topo
Note/alias	W; Bs; Fdc; Ssm; SCO1; SCO5; SOW3; CD117; c-KIT; Tr-kit; Gsfsc01; Gsfsc05; Gsfscow3
Specie	Topo
GeneID (umano)	3815
GeneID	16590
Immunogeno	Proteina ricombinante (proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 25-523 di CD117/c-Kit di topo (NP_001116205.1))
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Topo
SWISS	P05532
Peso della proteina	22kDa/108kDa/109kDa
Spedizione	Borsa refrigerante