

## Anticorpo Monoclonale Anti-Mouse Cd11A (Apc) Per Fc - P24063

Numero articolo: CM0012810

### introduzione

Anticorpo monoclonale coniugato con APC di coniglio che targeting il CD11a murino (catena alfa LFA-1) per citometria a flusso. Riconosce la subunità dell'integrina dei leucociti coinvolta nell'adesione e nelle risposte immunitarie. Validato con immunogeno ricombinante.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro             | Valore                                                                                                                                                    |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome Prodotto         | APC Coniglio anti-Mouse CD11a mAb                                                                                                                         |
| Osservazioni/Alias    | Cd11a; LFA-1; Ly-15; Ly-21; (p180); LFA-1A                                                                                                                |
| Specie                | Mouse                                                                                                                                                     |
| GeneID (Umano)        | 3683                                                                                                                                                      |
| GeneID                | 16408                                                                                                                                                     |
| Immunogeno            | Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 149-340 del CD11a murino (NP_001240801.1). |
| Sorgente              | Coniglio                                                                                                                                                  |
| Categoria             | Anticorpi Monoclonali                                                                                                                                     |
| Applicazione          | FC                                                                                                                                                        |
| Reattività Incrociata | Mouse                                                                                                                                                     |
| SWISS                 | P24063                                                                                                                                                    |
| Peso Proteico         | 128kDa                                                                                                                                                    |
| Spedizione            | Borsa del ghiaccio                                                                                                                                        |