

Anticorpo Monoclonale Anti-Mouse Cd11A Per Citometria A Flusso - P24063

Numero articolo: CM0009265

introduzione

Anticorpo monoclonale rabbit anti-mouse CD11a coniugato per citometria a flusso. Prende di mira l'integrina alfa-L (LFA-1), coinvolta nell'adesione leucocitaria, nella migrazione e nella formazione della sinapsi immunitaria. Adatto per la ricerca in immunologia e infiammazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Rabbit anti-Mouse CD11a mAb
Note/Alias	Cd11a; LFA-1; Ly-15; Ly-21; (p180); LFA-1A
Specie	Topo
ID genico (Umano)	3683
ID genico (Topo)	16408
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 149-340 della CD11a di topo (NP_001240801.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Topo
SWISS	P24063
Peso proteico	128 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio