


Anticorpo Monoclonale Anti-Mouse Cd11B (Biotina) Per Citometria A Flusso - P05555

Numero articolo: CM0004150



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con biotina che bersaglia la CD11b murina (Integrina alfa-M, ITGAM) per applicazioni di citometria a flusso (FC). Validato su campioni murini, immunogeno ricombinante, peso predetto di 127 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Biotina Rabbit anti-Mouse CD11b mAb
Note/Alias	CR3, CR3A, MAC1, Cd11b, Ly-40, Mac-1, Mac-1a, CD11b/CD18, F730045J24Rik
Specie	Topo
GeneID (Umano)	3684
GeneID	16409
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 143-337 della CD11b murina (NP_032427.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Topo
SWISS	P05555
Peso proteico	127kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio