


Anticorpo Monoclonale Anti-Mouse Cd11B () Per Citometria A Flusso - P05555

Numero articolo: CM0012723



introduzione

Anticorpo monoclonale Rabbit anti-Mouse CD11b, coniugato con , per citometria a flusso. Validato per topo. Immunogeno proteico ricombinante. Ideale per lo studio della funzione dell'integrina alfa-M in monociti, macrofagi e microglia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Rabbit anti-Mouse CD11b mAb
Annotazioni/Alias	CR3; CR3A; MAC1; Cd11b; Ly-40; Mac-1; Mac-1a; CD11b/CD18; F730045J24Rik
Specie	Topo
GeneID (Uomo)	3684
GeneID (Topo)	16409
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 143-337 di CD11b di topo (NP_032427.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Topo
SWISS	P05555
Peso proteico	127kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio