


Anticorpo Monoclonale Anti-Mouse Cd11B Per Citometria A Flusso - P05555

Numero articolo: CM0005854



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro CD11b di topo (Integrina alfa-M), convalidato per la citometria a flusso. Riconosce il dominio extracellulare. Adatto per studi sull'adesione dei leucociti, la funzione del recettore del complemento e l'attività delle microglia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Rabbit anti-Mouse CD11b mAb
Note/Alias	CR3; CR3A; MAC1; Cd11b; Ly-40; Mac-1; Mac-1a; CD11b/CD18; F730045J24Rik
Specie	Mouse
Gene ID (Umano)	3684
Gene ID	16409
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 143-337 del CD11b di topo (NP_032427.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Mouse
SWISS	P05555
Peso Proteico	127kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio