


Anticorpo Monoclonale Anti-Mouse Cd11B (Percp) Per Citofluorimetria - P05555

Numero articolo: CM0006080



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con PerCP contro il CD11b di topo, validato per la citofluorimetria. Bersaglia l'integrina alfa-M (Mac-1), un recettore di adesione dei leucociti. Adatto per la ricerca immunologica. SWISS P05555.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	PerCP Rabbit anti-Mouse CD11b mAb
Note/Alias	CR3; CR3A; MAC1; Cd11b; Ly-40; Mac-1; Mac-1a; CD11b/CD18; F730045J24Rik
Specie	Topo
GeneID (Umano)	3684
GeneID	16409
Immunogeno	Proteina ricombinante
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Topo
SWISS	P05555
Peso proteico	127kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio