

Anticorpo Monoclonale Anti-Mouse Cd11C Per Citometria A Flusso (Fc) - Q9Qxh4

Numero articolo: CM0012248

introduzione

Anticorpo monoclonale anti-Mouse CD11c coniugato ad , validato per la citometria a flusso (FC). Adatto per lo studio dell'integrina alfa-X nell'adesione delle cellule immunitarie e nelle risposte infiammatorie.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Dettagli
Nome del Prodotto	Anticorpo monoclonale anti-Mouse CD11c
Osservazioni/Alias	Cr4; N418; Cd11c
Specie	Topo
GenelD (Umano)	3687
GenelD	16411
Immunogeno	Proteina ricombinante del CD11c di topo
Sorgente	Criceto Armeno
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC (Citometria a Flusso)
Reattività Incrociata	Topo
SWISS	Q9QXH4
Peso Molecolare Proteico	129 kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio