

Anticorpo Monoclonale Anti-Cd11C Di Topo Per Fc - Q9Qxh4

Numero articolo: CM0008670

introduzione

Anticorpo monoclonale di criceto armeno contro il CD11c di topo (Integrina alfa-X), validato per la citometria a flusso. Riconosce il CD11c di topo; immunogeno: proteina ricombinante. Ideale per la ricerca sulla risposta infiammatoria e sull'adesione cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb anti-CD11c di topo
Note/alias	Cr4; N418; Cd11c
Specie	Topo
GeneID (umano)	3687
GeneID	16411
Immunogeno	Proteina ricombinante del CD11c di topo
Origine	Criceto armeno
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Topo
SWISS	Q9QXH4
Peso della proteina	129 kDa
Spedizione	Contenitore refrigerante