

Anticorpo Monoclonale Anti-Mouse Cd11C () Per Citometria A Flusso - Q9Qxh4

Numero articolo: CM0006015

introduzione

Anticorpo monoclonale anti-Mouse CD11c coniugato con (clone N418) validato per la citometria a flusso. Svolge il targeting dell'integrina alfa-X, un marcatore delle cellule dendritiche, per l'analisi delle cellule immunitarie murine.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	anti-Mouse CD11c mAb
Osservazioni/Alias	Cr4; N418; Cd11c
Specie	Mouse
GenelD (umano)	3687
GenelD	16411
Immunogeno	Proteina ricombinante del CD11c murino
Sorgente	Criceto Armeno
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Mouse
SWISS	Q9QXH4
Peso Proteico	129kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio