


Anticorpo Monoclonale Anti-Mouse Cd122 Per Citometria A Flusso - P16297

Numero articolo: CM0011107



introduzione

Anticorpo monoclonale di ratto coniugato con , specifico per CD122 di topo (sottounità beta del recettore IL-2). Validato per la citometria a flusso. Ideale per lo studio della segnalazione IL-2 e della funzione delle cellule immunitarie.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Rat anti-Mouse CD122 mAb
Osservazioni/Alias	p70; CD122; IL15Rbeta; IL-2Rbeta; IL-15Rbeta; IL-2/15Rbeta
Specie	Mouse
GeneID (Umano)	3560
GeneID	16185
Immunogeno	Peptide sintetico: Un peptide sintetizzato derivato da CD122 di topo.
Fonte	Rat
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Mouse
SWISS	P16297
Peso Proteico	60kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio