

Anticorpo Monoclonale Anti-Mouse Cd124/IL-4Ra Per Fc - P16382

Numero articolo: CM0009485

introduzione

mAb coniglio anti-Mouse CD124/IL-4Ra validato per citometria a flusso. Bersaglia la catena alfa del recettore dell'interleuchina-4 di topo (UniProt P16382). Ideale per studi sulla differenziazione dei Th2, sulle allergie e sull'IgE.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb coniglio anti-Mouse CD124/IL-4Ra
Note/Alias	IL4r; CD124
Specie	Topo
Gene ID (Uomo)	3566
Gene ID	16190
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 26-233 di CD124/IL-4Ra di topo (NP_001008700.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Topo
SWISS	P16382
Peso proteico	87kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio