

Anticorpo Monoclonale Anti-Mouse Cd127/IL-7Rα () Per Citometria A Flusso - P16872

Numero articolo: CM0004679



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato diretto contro il CD127/IL-7Rα del mouse (UniProt P16872). Validato per la citometria a flusso. Specifico per il mouse, immunogeno proteina ricombinante, peso molecolare 51 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio anti-Mouse CD127/IL-7Rα
Note/Alias	CD127; IL-7Ralpha
Specie	Mouse
ID Gene (Umano)	3575
ID Gene (Mouse)	16197
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 21-239 del CD127/IL-7Rα del mouse (NP_612564.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Mouse
SWISS	P16872
Peso Proteico	51kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio