

Anticorpo Monoclonale Anti-Mouse Cd127/IL-7R α Per Citometria A Flusso - P16872

Numero articolo: CM0011468



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio diretto contro il CD127 (IL-7R α) del topo per citometria a flusso (FC). Validato sul topo, adatto per la ricerca in immunologia e oncologia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio anti-Mouse CD127/IL-7R α
Note/Alias	CD127; IL-7Ralpha
Specie	Topo
Gene ID (Umano)	3575
Gene ID (Topo)	16197
Immunogeno	Proteina ricombinante (proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 21-239 del CD127/IL-7R α del topo, NP_612564.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Topo
SWISS	P16872
Peso Proteico	51kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio