


Anticorpo Monoclonale Anti-Mouse Cd130/Gp130 Per Fc - Q00560

Numero articolo: CM0008764



introduzione

Anticorpo monoclonale anti-mouse CD130/gp130 di coniglio coniugato con per citometria a flusso (FC). Bersaglia la subunità beta del recettore dell'IL-6, consentendo la ricerca sulla segnalazione delle citochine, la regolazione immunitaria e l'infiammazione. - Q00560.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Rabbit anti-Mouse CD130/gp130 mAb
Note/Alias	CD130; gp130; D13Ert699e; 5133400A03Rik
Specie	Mouse
ID gene (Uomo)	3572
ID gene (Mouse)	16195
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 23-617 di CD130/gp130 di mouse (NP_034690.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Crociata	Mouse
SWISS	Q00560
Peso Proteico	102kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio