


Anticorpo Monoclonale Anti-Mouse Cd130/Gp130 Per Citometria A Flusso - Q00560

Numero articolo: CM0008992



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro CD130/gp130 murino (SWISS Q00560), coniugato al colorante , per citometria a flusso. Reagisce con il topo, l'immunogeno mappa sul dominio extracellulare (aa 23-617).

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Rabbit anti-Mouse CD130/gp130 mAb
Osservazioni/Alias	CD130; gp130; D13Ert699e; 5133400A03Rik
Specie	Mouse
GeneID (Umano)	3572
GeneID	16195
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 23-617 del CD130/gp130 murino (NP_034690.3).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Crociata	Mouse
SWISS	Q00560
Peso Proteico	102kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio