

Anticorpo Monoclonale Anti-Mouse Cd138/Syndecan-1 () Per Citometria A Flusso - P18828

Numero articolo: CM0009776

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato che bersaglia CD138/Syndecan-1 di topo, validato per citometria a flusso. Riconosce il dominio extracellulare, adatto per studiare l'adesione cellulare mediata da proteoglicani, la biologia degli esosomi e le vie di segnalazione MSX1.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Rabbit anti-Mouse CD138/Syndecan-1 mAb
Note/Alias	Sstn; Synd; CD138; Synd1; syn-1
Specie	Topo
GeneID (Uomo)	6382
GeneID (Topo)	20969
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 23-255 di CD138/Syndecan-1 di topo (NP_035649.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Topo
SWISS	P18828
Peso proteico	33kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio