

Anticorpo Monoclonale Anti-Cd140B/Pdgfr Beta Di Topo (Pe) Per Citometria A Flusso - P05622

Numero articolo: CM0008923



introduzione

Anticorpo monoclonale ricombinante di coniglio coniugato con PE, diretto contro CD140b/PDGFR beta di topo per citometria a flusso. Adatto per la ricerca sull'angiogenesi, sullo sviluppo cardiovascolare e sulla fibrosi renale. Validato su campioni di topo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb PE anti-CD140b/PDGFR beta di topo, prodotto in coniglio
Note/alias	Pdgfr; CD140b; PDGFR-1
Specie	Topo
GeneID (umano)	5159
GeneID	18596
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 32-530 di CD140b/PDGFR beta di topo (NP_032835.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Topo
SWISS	P05622
Peso della proteina	123 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante