

Anticorpo Monoclonale Cd146 Anti-Topo () Per Fc - Q8R2Y2

Numero articolo: CM0009184

introduzione

mAb Rabbit anti-topo CD146 convalidato per citometria a flusso (FC). Bersaglia CD146/MUC18/gicerin di topo, ~71 kDa. Immunogeno ricombinante. Adatto per la ricerca sull'adesione cellulare e il melanoma.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome prodotto	mAb Rabbit anti-topo CD146
Annotazioni / Alias	CD146; CD149; Muc18; s-endo; 1-gicerin; s-gicerin
Specie	Topo
ID Gene (Uomo)	4162
ID Gene	84004
Immunogeno	Proteina ricombinante corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 24-563 della CD146 di topo (NP_075548.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Topo
SWISS	Q8R2Y2
Peso proteico	71 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio